

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Сумки для лабораторного инвентаря

**Сумки для транспортировки пробирок СТГ –1 М и СТГ – 2 М** предназначены для персонала лабораторий и рассчитаны для переноски (транспортирования) медицинского (лабораторного) инвентаря.

**Габаритные размеры ,см**

СТГ – 1 М 30x26-+1x20

СТГ – 2 М 50x26-+1x20

**Масса, кг** – не более 1,5 кг

**Конструкция полужесткая.**

Материал верха – водоотталкивающая ткань, внутри – моющаяся подкладка.

**Обработка и дезинфекция** – согласно приказу № 408 наружная обработка поверхности сумки тканью, смоченной дезраствором (лизоформин, хлорантоин) без замачивания.

**Сумка – укладка лаборанта СУГ – 1 М и СУГ – 2 М**  
***укомплектована:***

- штатив для пробирок пластиковый на 20 или 40 гнезд;

-пробирки 16\*100;

-карандаш по стеклу;

-капилляр Сали;

-стекло предметное;

-стекло предметное с лункой;

-комплект для забора крови

-шпатель для растяжки мазков

-груша № 0

-стаканчик для разных назначений

**Габаритные размеры ,см**

СУГ – 1 М 30x26-+20

СУГ – 2 М 50x26-+20

**Масса, кг** – не более 1,5 кг

**Конструкция полужесткая**

Материал верха – водоотталкивающая ткань,  
внутри – моющаяся подкладка.

**Обработка и дезинфекция** – согласно приказу № 408 наружная обработка поверхности сумки тканью, смоченной дезраствором (лизоформин, хлорантоин) без замачивания.

Гарантийный срок 70 дней.

Срок службы 3 года